

# Enhancer 5 X para PCR

## Presentación

-1 vial con 1,5 ml de enhancer 5X para PCR (B0222)

## Especificaciones

El Enhancer 5X (B0222) es exclusivo de INBIO HIGHWAY y fue especialmente formulado para emplearse en reacciones de PCR que requieran amplificar secuencias con alto porcentaje de GC (> 45%) o estructura secundaria compleja. Se logra obtener de esta manera, una mejora en el rendimiento y la especificidad de la reacción.

La concentración óptima de uso deberá ser evaluada para cada reacción particular.

Concentración final recomendada en cocktail entre 0,5-2X.

Dnasas, RNasas: no detectable.

## Observación

En caso de observarse alguna cristalización, se recomienda calentar la solución a 50-60 °C por unos minutos hasta total disolución.

## Acondicionamiento y Conservación

Este producto se transporta con geles refrigerantes no con hielo seco.

Una vez recibido y para períodos prolongados de tiempo, conservar a -20°C.

USO EN INVESTIGACIÓN IN VITRO