

M023



TAS Master Mix 2X
100 reacciones

USO EN INVESTIGACION
IN VITRO

TAS Master Mix 2X

Presentación

- 1 vial con 1,5 ml de TAS Master Mix 2X *Highway* (M023)

Descripción

La TAS Master Mix 2X *Highway* (M023) contiene todos los componentes necesarios para realizar una PCR, a excepción de los primers y el ADN templado, que deben ser aportados por el usuario. Esta TAS Master Mix 2X incluye el buffer de reacción TAS, $MgCl_2$, dNTPs y Taq ADN polimerasa en una concentración óptima para lograr una eficiente amplificación por PCR.

La concentración final de $MgCl_2$ es de 1,5 mM.

Para una PCR con volumen final de reacción de 30 μ l, emplear 15 μ l de la TAS Master Mix 2X.

Conservación: -20°C

CONSERVAR A -20°C

INBIO HIGHWAY S.A.

Serrano 1414 - (7000) - Tandil - Argentina

Tel: +54 (249) 442 0193

Dir. Téc. Dra. Yanil R. Parma

Habilitado por ANMAT.

contacto@inbiohw.com.ar

www.inbiohw.com.ar



PRODUCIDO EN ARGENTINA



ES UN PRODUCTO DE

